





Elevatore di soluzione  
infusionale per terapia infusionale  
ad elevazione manuale.  
Vincolabile mediante morsetto.

- Indicato specificamente per applicazione su **barre unificate** (tavolo operatorio-parete) o **morsetti generici**
- Portata massima del dispositivo: 10 Kg
- Supporto Infusioni a **sbalzo rotante** a 4 ganci di sicurezza in **Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304)**
- Struttura verticale in **Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304)**
- **Disponibile: con diversi allestimenti.**



Proprietà del Dispositivo	Rif. Caratteristica Tecnico-Funzionale	Caratteristiche del Dispositivo							IQc
Versatilità	6.2.1	Ambiente di destinazione	Domicilio	Ambulatorio Medico	Degenza	R.M.N.	Terapia Intensiva	Reparto Operatorio	100,00
			OK	OK	OK	OK	OK	OK	
Compatibilità Sistemica	6.5.6.	<b>Hi-Drop UNI 20:</b> Semplice Stelo con Ø 20	Supporto, Stelo Ø 20 mm per foro da Ø 20,1 a Ø 22			H=1200 mm	S= 300 mm	C=400 mm	50,00
Compatibilità Sistemica	6.5.6.	<b>Hi-Drop UNI M:</b> Dotato di Morsetto UNI	Supporto, Stelo Ø 20 mm e Morsetto UNI			H=1200 mm	S= 300 mm	C=400 mm	100,00
Compatibilità Sistemica	6.5.6.	<b>Hi-Drop UNI MS:</b> Dotato di Morsetto UNI sferico	Supporto, Stelo Ø 20 mm con giunto sferico e Morsetto UNI			H=1200 mm	S= 300 mm	C=400 mm	100,00
Compatibilità Sistemica	6.5.6.	<b>Hi-Drop UNI C:</b> A disegno del cliente	Supporto, Stelo Ø 20 su specifica del Cliente			H=	S=	C=	100,00
Efficacia	6.1.1	Portata Massima (Soluzione Infusionale) (Kg)	Portata Max Dispositivo (M)	10	Portata singolo Gancio		2,5	41,67	
Compatibilità Sistemica	6.5.5	Pompe Infusionali (Peso ammissibile)	fino a 1 Kg (Asta Strutturale)			10,00			
Sanificabilità	6.3.1	Supporto Soluzione Infusionale	Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304)						100,00
Usabilità	6.4.2		N°4 Ganci anti caduta accidentale delle Soluzioni (Ø8)						100,00
Usabilità	6.4.2		Resistenza meccanica singolo Gancio ( Kg )					8	100,00
Usabilità	6.4.2		Rotante a sbalzo						100,00
Sanificabilità	6.3.2	Struttura verticale telescopica (Materiali / Tech. / Dimensioni)	Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304) (Ø20) SA.F.E. Technology						100,00
Sanificabilità	6.3.4	Procedura di sanificazione ammessa	Manuale/Vapore/Nebulizzazione/Termodisinfectore						100,00
Compatibilità Sistemica	6.5.2	Dispositivi per: Conducibilità cariche elettrostatiche a Terra	Applicati						100,00
Compatibilità Sistemica	6.5.3	Insensibilità ai campi magnetici da RMN	SI						100,00
Compatibilità Sistemica	6.5.4	Colorazioni Disponibili, Identificazione , Design	Opzione disponibile						80,00
Compatibilità Ambientale	6.6	Resistenza al fuoco/ Latex free / Riciclabile	100%	100%	100%	100,00			
Durata nel tempo	6.7	Opzione Garanzia (vedi conferma su offerta economica)	2		Anni				
		Dispositivo medico	Conformità 93/42 CEE / Classe 1 