



SA.F.E.



Dispositivo mobile per **Gestione procedure Mediche** con Vano Tecnico Chiuso ad **elevato grado di sanificabilità**.


- Indicato per Reparto Operatorio, Terapia Intensiva, Reparto Degenza
- **Frames porta Cesti ISO ***
- Realizzato in **Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304)**
- Piano di lavoro :
640 x 460 mm. (Larg. x Prof.)
- N°2 Maniglie direzionali
- N°4 Ruote Conduttive Gemellate Diam. 125 mm
- Paracolpi Perimetrale
- Portata massima 2,5 STU / 2,5 ISO
- **Dimensioni di Ingombro:**
821 x 621 x 1015 mm.
(Larg x Prof. x Alt.)

SA.F.E. Tech.


*Cesti NON INCLUSI ma opzionabili in:

- Policarbonato
- AISI 304
- AISI 304 Tondino

Punti di forza del prodotto



Maniglia Sanificabile



Spigoli/Angoli interni
R=20



Collettore scarico Macroimpurità



Colorazioni/trattamenti
per identificazione e
rilevazione macroimpurità




Maneggevolezza



Lavaggio anche
con termodisinfettore


Punti di forza del prodotto (Frames porta Cesti ISO)



**FRAME in Acciaio Inossidabile Austenitico
(AISI 304)
(Guide Lineari a sfere)**

VANTAGGI

- Interscambio cesti tra FRENDY-Carrelli -Armadi
- Sanificabilità Maggiore (estraibilità totale per sanificazione o sterilizzazione)



FRENDY A1



Allestimento: **A1**

- N°3 FRAMES estraibili in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).
(Larg. x Prof. x Alt.) 600 x 400 x 150 mm.
- N°1 FRAME estraibile in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).
(Larg. x Prof. x Alt.) 600 x 400 x 300 mm.



Allestimento: **A2**

- N°5 FRAMES estraibili in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).
(Larg. x Prof. x Alt.) 600 x 400 x 150 mm.



Allestimento: **A3**

- N°6 FRAMES estraibili in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).
(Larg. x Prof. x Alt.) 300 x 400 x 150 mm.
- N°1 FRAME estraibile in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).
(Larg. x Prof. x Alt.) 600 x 400 x 300 mm.



Allestimento: **A4**





- Pannelli in ABS per alloggiamento Cesti ISO 600 x 400
- Accesso Bifronte

(Emergenza)













Allestimento: **E1 (Emergenza)**







- N°3 FRAMES estraibili in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).
(Larg. x Prof. x Alt.) 600 x 400 x 150 mm.
- N°1 FRAME estraibile in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).
(Larg. x Prof. x Alt.) 600 x 400 x 300 mm.
- **Kit : Emergenza**
- N°3 Cesti ISO in policarbonato H=100
- N°1 Cesto ISO in policarbonato H=200
- Elevatore Soluzione infusionale
- Tavola Massaggio Cardiaco
- Supporto Aspiratore laterale
- Supporto Defibrillatore
- Dispositivo di apertura con sigillo di sicurezza (Paratia a strappo)






FR-ACS00	<p>Piano Estraibile Laterale Capacità A4 . Dimensione Utile di appoggio (Larg. X Prof.) 320 x 320 mm (+8/-0)</p>		152
FR-ACS01	Supporto accessori completo		153
FR-ACS02	Supporto accessori parziale		154
COS 6150	<p>Dispensatore per materiale vario. Realizzato integralmente Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). N° 5 + 4 contenitori in materiale plastico atossico. Dimensioni di ingombro (Larg. x Prof. x Alt.) 620 x 180 x 420 mm</p>		288

FR-ACS03	Supporto girevole per defibrillatore		155
FR-ACS04	Supporto Aspiratore		156
FR-ACS05	Porta Bombola Ossigeno		157
FR-ACS06	Tavola per massaggio cardiaco e supporti		158
FR-ACS07	Dispositivo di apertura con sigillo di sicurezza (Paratia a stappo)		159

FR-ACS08	Dispositivo di apertura e chiusura centralizzata a chiave		160
FR-ACS09	Portarifiuti con apertura a ginocchio		161
FR-ACS10	Portarifiuti per taglienti/pericolosi		162
FR-ACS11	Cesto Porta sondini in lastra forata 120 x 170 x 600H (ACS 570-1720 con vincolo laterale)		163
FR-ACS12	Elettrificazione mediante N°4 prese elettriche ed interruttore bipolare (Conformità CE 93/42)		164

ISO 6410X	Cesto ISO. Realizzato in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Dimensioni di Ingombro (Larg x Prof. x Alt.) 600x400x100 mm		134
ISO 6420X	Cesto ISO. Realizzato in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Dimensioni di Ingombro (Larg x Prof. x Alt.) 600x400x200 mm		135
ISO 6405P	Cesto ISO. Realizzato in Policarbonato Trasparente. Dimensioni di Ingombro (Larg x Prof. x Alt.) 600x400x50 mm		136
OGZ20204A	Divisorio (2X2) 4 Vani per Cesto ISO 6405P		137
OGZ20306A	Divisorio (2X3) 6 Vani per Cesto ISO 6405P		138
OGZ30412A	Divisorio (3X4) 12 Vani per Cesto ISO 6405P		139

ISO 6410P	Cesto ISO. Realizzato in Policarbonato Trasparente. Dimensioni di Ingombro (Larg x Prof. x Alt.) 600x400x100 mm		140
OGZ20204B	Divisorio (2X2) 4 Vani per Cesto ISO 6410P		141
OGZ20306B	Divisorio (2X3) 6 Vani per Cesto ISO 6410P		142
OGZ30412B	Divisorio (3X4) 12 Vani per Cesto ISO 6410P		143
ISO 6420P	Cesto ISO. Realizzato in Policarbonato Trasparente. Dimensioni di Ingombro (Larg x Prof. x Alt.) 600x400x200 mm		144
OGZ20204C	Divisorio (2X2) 4 Vani per Cesto ISO 6420P		145

OGZ20306C	Divisorio (2X3) 6 Vani per Cesto ISO 6420P		146
OGZ30412C	Divisorio (3X4) 12 Vani per Cesto ISO 6420P		147
ISO 3410X	Cesto ISO. Realizzato in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Dimensioni di Ingombro (Larg x Prof. x Alt.) 300x400x100 mm		148
ISO 3420X	Cesto ISO. Realizzato in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Dimensioni di Ingombro (Larg x Prof. x Alt.) 300x400x200 mm		149
COS 6080	Cesto ISO in Tondino. Realizzato integralmente Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304). Dimensioni di Ingombro (Larg x Prof. x Alt.) 600x400x180 mm		150



**PROGETTAZIONE, PRODUZIONE, VENDITA E ASSISTENZA RELATIVA A:
DISPOSITIVI PER REPARTI OPERATORI ED AMBIENTI AD ELEVATO GRADO DI SANIFICABILITÀ.
DISPOSITIVI PER LAPAROSCOPIA**

- **Trasporto, Stoccaggio e Gestione di Dispositivi medici e non.**



- **Dispositivi Riscaldatori termoregolati ad Aria o Acqua.**



- **Dispositivi per la Gestione dei Dispositivi Medici e Presidi**



- **Dispositivi In assistenza agli Operatori**



- **Dispositivi Elevatori di Soluzione Infusionale**



- **Sedili per Operatori**



- **Dispositivi Integrativi dell'ergonomia (Pedane, Tutori per Operatori)**




- **Vassoi e Bacinelle ad uso Clinico.**



- **Supporti Unificati per la gestione dei Dispositivi Medici e attrezzature nei Reparti**



- **Postazioni per sanificazione Operatori di Camera Operatoria (Lavelli-Lavamani ed accessori)**



- **LaparoTensor®**



LUCINI SURGICAL CONCEPT srl
Via Sant'Alberto, 4/6/8
20020 Lainate - Milano - Italy
Tel. +39 (0)2 91 86 543 - Fax +39 (0)2 91 89 185
E-mail: info@lucinisurgicalconcept.com
<http://www.lucinisurgicalconcept.com>



This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.