


( BM 26 )

Dispositivo termoregolato  
da banco ad H<sub>2</sub>O.




- Indicato per il riscaldamento, di Biberon, Soluzioni Fisiologiche e simili.
- Indicato per Reparto Operatorio, Terapia, Degenza, Ambulatorio, Nursery.
- Temperatura Max : **98°C**
- Realizzato in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304)
- N°1 Vasca con Coperchio
- Portata massima Flacons : **(16 flacons da 0,5 L o vol. equivalente)**
- Portata massima Volume : 330 x 330 x 240 mm. (Larg.x Larg x Prof.)
- Dimensioni di Ingombro: **525 x 440 x 470 mm.** (Larg x Prof. x Alt.)



( BM 27 )

Dispositivo termoregolato  
carrellato ad H<sub>2</sub>O.



SA.F.E.



- Indicato per il riscaldamento, di Biberon, Soluzioni Fisiologiche e simili.
- Indicato per Reparto Operatorio, Terapia, Degenza, Ambulatorio, Nursery.
- Temperatura Max : **98°C**
- Realizzato in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304)
- N°1 Vasca con Coperchio
- N°2 Maniglie direzionali
- N°4 Ruote Conduttive Gemellate Diam. 75 mm
- Paracolpi Perimetrale
- Portata massima :  
(16 flaconi da 0,5 L o vol. equivalente)
- Portata massima Volume :  
330 x 330 x 240 mm. (Larg.x Larg x Prof.)
- Dimensioni di Ingombro:  
**525 x 490 x 960 mm.**  
(Larg x Prof. x Alt.)

( BM 28 )

Dispositivo termoregolato  
da banco ad H<sub>2</sub>O.



- Indicato per il riscaldamento, di Biberon, Soluzioni Fisiologiche e simili.
- Indicato per Reparto Operatorio, Terapia ,Degenza,Ambulatorio, Nursery.
- **Temperatura Max : 98°C**
- Realizzato in **Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304)**
- N°1 Vasca con Coperchio
- N°2 Maniglie
- Portata massima :  
(32 flaconi da 0,5 L o vol. equivalente)
- Portata massima Volume :  
696 x 330 x 240 mm. (Larg.x Larg x Prof.)
- **Dimensioni di Ingombro:**  
**895 x 440 x 470 mm.**  
(Larg x Prof. x Alt.)



( BM 29 )

Dispositivo termoregolato  
carrellato ad H<sub>2</sub>O.



- Indicato per il riscaldamento, di Biberon, Soluzioni Fisiologiche e simili.
- Indicato per Reparto Operatorio, Terapia, Degenza, Ambulatorio, Nursery.
- Temperatura Max : **98°C**
- Realizzato in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304)
- N°1 Vasca con Coperchio
- N°2 Maniglie direzionali
- N°4 Ruote Conduttive Gemellate Diam. 75 mm
- Paracolpi Perimetrale
- Portata massima :  
(32 flaconi da 0,5 L o vol. equivalente)
- Portata massima Volume :  
696 x 330 x 240 mm. (Larg.x Larg x Prof.)
- Dimensioni di Ingombro:  
**895 x 490 x 960 mm.**  
(Larg x Prof. x Alt.)



## Punti di forza del prodotto



Colorazioni/trattamenti  
per identificazione e  
rilevazione macroimpurità



Spigoli/Angoli interni  
R=20



- **Rapido riscaldamento dei prodotti e sostanze immerse**
- **Controllo analogico semplice ed efficace**

## Accessori disponibili:



**BM 1:** Vasca Monolitica Interna  
Realizzata in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).  
Portata massima 16 Flacons da 0,5 L.  
Dimensioni di Ingombro  
(Larg x Prof. x Alt.)  
330 x 330 x 180 mm.



**BM 2:** Vasca Forata Interna  
Realizzata in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).  
Portata massima 16 Flacons da 0,5 L.  
Dimensioni di Ingombro  
(Larg x Prof. x Alt.)  
330 x 330 x 180 mm.



**BM 3:** Vasca Forata Interna  
Realizzata in Acciaio Inossidabile Austenitico (AISI 304).  
Portata massima 16 Flacons da 0,5 L.  
Dimensioni di Ingombro  
(Larg x Prof. x Alt.)  
330 x 330 x 180 mm.  
**Con Griglia per N°25 flacons/  
biberon, Diam. Max.:58 mm**





**PROGETTAZIONE, PRODUZIONE, VENDITA E ASSISTENZA RELATIVA A:  
DISPOSITIVI PER REPARTI OPERATORI ED AMBIENTI AD ELEVATO GRADO DI SANIFICABILITÀ.  
DISPOSITIVI PER LAPAROSCOPIA**

- **Trasporto, Stoccaggio e Gestione di Dispositivi medici e non.**



- **Dispositivi In assistenza agli Operatori**



- **Vassoi e Bacinelle ad uso Clinico.**



- **Dispositivi Riscaldatori termoregolati ad Aria o Acqua.**



- **Dispositivi Elevatori di Soluzione Infusionale**



- **Sedili per Operatori**



- **Dispositivi Integrativi dell'ergonomia (Pedane, Tutori per Operatori)**



- **Supporti Unificati per la gestione dei Dispositivi Medici e attrezzature nei Reparti**



- **Postazioni per sanificazione Operatori di Camera Operatoria (Lavelli-Lavamani ed accessori)**



- **LaparoTensor®**



**LUCINI SURGICAL CONCEPT srl**  
Via Sant'Alberto, 4/6/8  
20020 Lainate - Milano - Italy  
Tel. +39 (0)2 91 86 543 - Fax +39 (0)2 91 89 185  
E-mail: [info@lucinisurgicalconcept.com](mailto:info@lucinisurgicalconcept.com)  
<http://www.lucinisurgicalconcept.com>

